

## "SmartALERT", système de surveillance de la migration des plaques

La réussite d'une migration "traditionnelle", repose entièrement sur l'opérateur, qui doit en particulier surveiller le développement de la plaque jusqu'à son terme. Ceci garantit que les substances soient suffisamment séparées et évite la diffusion liée à un excès de migration.

Ce système simple et pratique soulage l'opérateur et l'avertit dès que la migration est terminée à l'aide d'un signal visuel et acoustique programmable conformément à la distance de migration souhaitée. Il fonctionne à l'aide de simples piles lui permettant de surveiller jusqu'à 1000 migrations.



*"SmartALERT" avec la cuve 20x10 et détail de la détection du front de solvant.*

**Références** : 022.5300 (SmartAlert) + 022.5254 (cuve 20x10 double bac couvercle inox)

**Prix promotionnel : 370 € ht au lieu de 532 € ht**

Camag commercialise également une gamme complète de cuves verticales, double bac, horizontales, manuelles et automatiques : isocratique ADC2 et gradient AMD2 pour l'HPTLC, voir sur [www.camag.com](http://www.camag.com), et démonstration sur demande).

Offre valable jusqu'au 30 mars 2010. Contact: [bm@chromacim.com](mailto:bm@chromacim.com), 04 76 31 24 48.