

25 & 26 Octobre 2022

Tarif : 1300 €/personne

# Programme FORMATION NIVEAU 1

## Bases théoriques et bonnes pratiques pour réaliser une analyse en HPTLC

### Jour 1 - Cours Théorique

### Jour 2 - Travaux Pratiques

9h	Accueil	Accueil
	Le principe de la chromatographie	<b>Application VisionCATS :</b> créer une méthode – générer une analyse selon un protocole défini
	Le dépôt	<b>Utilisation Visualizer2 + ATS4 + ADC2 :</b> Préparer la plaque, l'éluant, lancer l'analyse avec migration <b>AUTOMATIQUE</b>
	La migration	<b>Utilisation Visualizer2 + ATS4 + cuve manuelle :</b> Préparer la plaque, l'éluant, lancer l'analyse avec migration <b>MANUELLE</b>
12h	Pause déjeuner	Pause déjeuner
	La révélation	<b>Utilisation Derivatizer + Système d'immersion</b> Intérêt des révélations multiples
	La détection	<b>Utilisation Visualizer2 :</b> Traitement photo – Comparaison de pistes <b>Utilisation Scanner4 :</b> Enregistrer les densitogrammes - Déterminer les maximums d'absorption
	VisionCATS	<b>Application VisionCATS :</b> Exemple de quantification
17h	Fin	Fin